



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب



التعامل مع الأدوات والزجاجات المعملية

فنى معمل صرف - الدرجة الرابعة

تم إعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الإدارة العامة للمسار الوظيفي
الإصدار الأول ٢٠٢٤



المحتويات

٢	المحتويات
٤	المقدمة
٥	الفصل الأول: الأدوات الزجاجية في المعمل
٥	١. السحاحات Burettes
٥	١,١ السحاحات الدقيقة Precision burettes
٦	١,٢ السحاحة الأتوماتيكية Automatic burette
٦	١,٣ تنظيف السحاحة Burette cleaning
٦	٢. المصحات Pipettes
٦	٢,١ الماصات المدرجة Measuring pipettes
٧	٢,٢ الماصات الحجمية (العيارية) Volumetric pipettes
٨	٣,٢ الماصات الناقلة (القطارة) Transfer pipettes – Eye dropper
٩	٣. الدوارق Flasks
٩	٣,١ دورق إيرلنماير Erlenmeyer flask
٩	٣,٢ دورق الترشيح Filter flask
١٠	٣,٣ الدورق العياري أو الحجمي Volumetric flask
١٠	٤. المخابير المدرجة Graduated cylinders
١١	٥. الكؤوس Beakers
١٢	٦. مقياس الترسيب Sedimentation scale
١٢	٧. أنابيب الاختبار Test tubes
١٣	٨. العبوات Bottles
١٣	٨,١ العبوات البلاستيك Plastic bottles
١٣	٨,٢ الزجاجيات ذات الغطاء الزجاجي Glass stopper bottle
١٤	٨,٣ زجاجيات الأكسجين الحيوي الممتص
١٤	٨,٤ زجاجيات التخفيف Dilution bottles
١٤	٨,٥ زجاجيات التنقيط Dropping bottles
١٤	٨,٦ العبوات المرنة
١٥	٩. الخزانات Aspirators
١٥	١٠. أطباق التبخير Evaporating dishes
١٦	١١. بوتقة جوش Gooch crucible
١٦	١٢. مخروط إمهوف Imhoff cone
١٦	١٣. الأقماع Funnels
١٦	١٣,١ أقماع البولي بروبيلين Polypropylene funnels
١٧	١٣,٢ أقماع بوخنر Buchner funnels

١٤	المواسك	١٧
١٤,١	مواسك البوتقة Crucible tongs	١٧
١٤,٢	مواسك أطباق التبخير Evaporating dishes tongs	١٧
١٤,٣	مواسك الكؤوس	١٧
١٤,٤	مواسك الدوارق	١٧
١٨	الفصل الثانى: أدوات التحليل البكتيريولوجي Bacteriological tools	١٨
١٨	١. أطباق بتري Petri dishes	١٨
١٨	٢. جهاز الترشيح الغشائي Membrane filtration apparatus	١٨
١٩	٣. علب الماصات Pipettes cans	١٩
١٩	٤. إبر الزرع (السلكية) Wire loops	١٩
١٩	٥. ورق الترشيح Filter Paper	١٩
١٩	٥,١ ورق الترشيح القياسي Standard filter paper	١٩
١٩	٥,٢ المرشحات الغشائية Membrane filters	١٩
٢٠	٥,٣ مرشحات الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) Fiberglass filters	٢٠
٢٠	٦. مستلزمات أخرى Miscellaneous accessories	٢٠
٢١	الفصل الثالث: تنظيف الأدوات الزجاجية	٢١
٢١	١. محاليل التنظيف Cleaning solutions	٢١
٢١	١,١ حمض الكروميك Chromic acid	٢١
٢١	٢. طرق التنظيف Cleaning methods	٢١
٢٢	٣. الأدوات الزجاجية الخاصة باختبارات الفوسفات Glassware for phosphate tests	٢٢
٢٣	٤. كيفية تجهيز وتعقيم الأدوات المستخدمة في الزرع البكتيريولوجي	٢٣
٢٣	٤,١ غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية	٢٣
٢٣	٤,٢ طرق التعقيم	٢٣
٢٦	المراجع	٢٦

المقدمة

من الأساسيات العمل داخل المعمل مهما كان مجاله هو القدرة على تشغيل الأجهزة المعملية بأنواعها وعمل صيانة مؤقتة ومعايرة لهذه الأجهزة والمعدات المستخدمة وأيضًا طرق التعامل مع الزجاجيات من حيث الغسيل حتى عملية التخزين.

تنقسم الزجاجيات والأدوات المعملية داخل المعمل وفقًا للغرض الأساسى للتجربة. هناك بعض الزجاجيات المختصة، مثل الخلايا الخاصة بأجهزة السبكترو وأجهزة قياس الكلور، وغيرها، وتتكون من الزجاج، وبلاستيك، والكوارتز، وهو نوع نقى من الزجاج. وهناك زجاجيات خاصة تُستخدم فى تجارب محددة، مثل الزجاجات التى تستخدم لقياس الأكسجين الذائب، وقمع الفصل الزجاجى الخاص بتجربة الزيوت والشحوم. كما توجد الزجاجيات التى تُستخدم على نطاق واسع، وهى الأكثر انتشارًا وتداولًا، سواء بلاستيكية أو زجاجية.

الفصل الأول: الأدوات الزجاجية في المعمل


١. السحاحات Burettes

١,١ السحاحات الدقيقة Precision burettes

تُعتبر السحاحة ضرورية لإجراء العديد من اختبارات محطة المعالجة. وقد صُممت لإضافة السوائل بأسلوب محكم وآمن، فمثلاً، يمكن أن تكون الإضافات بالنقطة وعلى فترات متقطعة، ويمكن حساب الحجم النهائي المضاف. الشكل المفضل هو الأنبوبة الطويلة المدرجة التي سعتها 50 مل ومقسمة حتى 0.1 مل، وتتميز بصنبور من التيفلون، مما يجعلها مفضلة للاستخدام العام. يمكن الحصول على سحاحات ذات ساعات أكبر أو أقل منها.

تُملأ السحاحة بصبب السائل من الأعلى باستخدام قمع مع إغلاق الصنبور، حتى تصل إلى أعلى علامة الصفر. ثم تُفتح السحاحة لينساب السائل من طرفها من خلال الصنبور، حتى يخلو الطرف من فقاعات الهواء. يُستمر في فتح الصنبور حتى يصل السائل إلى علامة الصفر ويراعى أن تكون القراءة من السطح السفلي للسائل.

يتم تنقيط السائل من السحاحة بالتحكم في الصنبور باليد اليسرى، بينما تمسك اليد اليمنى بالدورق لرجه أثناء الإضافة. بعد إضافة الحجم المطلوب، تؤخذ القراءة، مع ملاحظ أن القيم تزداد من أعلى إلى أسفل. الفرق بين القراءة النهائية للسحاحة وقراءتها الابتدائية يساوى بالظبط الحجم المضاف. بهذه الطريقة، لا يكون من الضروري إعادة الملاء في كل تشغيل، ويمكن ببساطة حساب الفرق في قراءة السحاحة مع الاستمرار في إضافة السائل، مع الحرص عدم الإضافة من السحاحة أسفل علامة ٥٠ مل.



شكل (١)

السحاحة.

١,٢ السحاحة الأتوماتيكية Automatic burette

تستخدم هذه السحاحات في العديد من التجارب بمعامل محطات المعالجة، مع تخصيص سحاحة منفصلة لكل محلول، مهما قلت عدد مرات إستعماله. وأساسيات التشغيل واحدة، باستثناء أن السحاحة تُملأ بواسطة توليد ضغط على سطح السائل في الوعاء الخاص بالسحاحة بواسطة الكرة المطاطية، مما يجعل السائل يرتفع خلال أنبوبة الملء. أثناء ذلك، يجب تغطية فتحة تفريغ الضغط بأحد الأصابع. وعندما يملأ السائل السحاحة، ارفع أصبعك لتفريغ الضغط، واضبط السائل على علامة الصفر كما فى السابق.

١,٣ تنظيف السحاحة Burette cleaning

إذا كانت السحاحة تستخدم لسائل واحد، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السحاحات الأتوماتيكية، فإنه يمكن تنظيفها في أي وقت يستدعى ذلك. أما السحاحة العادية الدقيقة، فيجب أن تنظف بعد كل سلسلة من الاختبارات، حيث تُغسل بالماء الدافئ والصابون مع استخدام فرشاة تنظيف السحاحة ذات اليد الطويلة عند الضرورة، ثم تُغسل بماء الحنفية، ويُشطف بالماء المقطر. تُقلب السحاحة لتصفية الماء حتى تجف. ولكن إذا كانت السحاحة المستخدمة ذات صنوبر زجاجي يحتاج إلى تشحيم، فلا يجب تقلبيها لتصفية الماء لأن المادة المستخدمة في تشحيم الصنوبر قد تتسرب داخل السحاحة.

٢. المصات Pipettes

٢,١ الماصات المدرجة Measuring pipettes

تستخدم الماصات المدرجة (شكل ٢) في أغراض متعددة، ويمكن الحصول عليها بسعات تتراوح من ٠,١ إلى ٢٠ مل بنقسيات فرعية مختلفة. يجب أن يتوافر في كل معمل مجموعة من الماصات تتراوح سعاتها بين ١ إلى ٢٠ مل، وغالبًا ما تكون الأحجام ١ مل، ٥ مل، و ١٠ مل. تأتي الماصات المدرجة فى نوعين: الماصة المعايرة حتى طرفها، والأخرى غير المعايرة حتى طرفها. النوع الأول يشير إلى الماصة التي يجب تفريغها حتى آخر نقطة للحصول على الحجم المقاس، والنوع الثاني يستخدم بنفس طريقة استخدام السحاحة. يُسحب السائل لأعلى بالماصة ويؤخذ الحجم المطلوب بالسماح للسائل بالخروج منها، ويكون الدليل للحجم المأخوذ هو السطح السفلى للسائل. ونظرًا لإحتمال التلوث من استخدام الماصة أو المواد السامة يجب استخدام الانتفاخ المطاطي الخاص لملء الماصة، ويمنع استخدام الفم في ذلك.



شكل (٢)

ماصات مدرجة.

٢,٢ الماصات الحجمية (العيارية) Volumetric pipettes

صُممت الماصات الحجمية (شكل ٣) لتكون الأكثر دقة بين الماصات، لأنها تنقل حجمًا معينًا محددًا من السائل تتراوح سعتها من ١ مل وحتى ٥٠ مل، ويجب أن يكون لدى كل معمل رصيد من الماصات الحجمية بسعات ١ مل، ٥ مل، ١٠ مل، ٢٠ مل، و ٥٠ مل.

تُستخدم هذه الماصات بنفس طريقة استعمال الماصات المدرجة. ورغم أن كلا النوعين مصممان لتفريغهما حتى طرفيهما، إلا أن الماصة المدرجة ليست من النوع الذي يجب تفريغه حتى آخر نقطة. فهي مُعايرة لإفراغ الحجم المحدد عليها بلامسة طرفها بخفة لجدار الوعاء الجانبي لثوانٍ قليلة، والنقطة الصغيرة التي تبقى على طرفها ليست ضمن الحجم المحدد عليها.



شكل (٣)

الماصات الحجمية.

٣,٢ الماصات الناقلة (القطارة) Transfer pipettes – Eye dropper

الماصات الناقلة (شكل ٤)، المعروفة أيضًا باسم القطارة، مفيدة جدًا في أخذ كميات صغيرة غير مقاسة من السوائل، مثل إضافة حامض لضبط الأس الهيدروجيني. تعمل هذه الماصات باستخدام انتفاخ مطاطي صغير لأخذ وتنقيط السوائل.



شكل (٤)

الماصات الناقلة.

٣. الدوارق Flasks

٣,١ دورق إيرلنماير Erlenmeyer flask

دورق إيرلنماير (شكل ٥) يستخدم في أغراض عامة كثيرة مثل تعبئة وخط المحاليل وتتراوح سعة هذه الدوارق بين 10 مل وعدة لترات وكل معمل يجب أن يكون لديه عدة أحجام تتراوح بين 125 مل حتى 2 لتر، وبالرغم من وجود تدريج عليها فإنها لا تعتبر أدوات زجاجية عيارية ولا يجب أن تستخدم في القياس الدقيق للحجوم. وعادة يستخدم دورق إيرلنماير في المعايرات ويفضل النوع ذو الفوهة الواسعة وسعته 500 مل، وفي عملية التكتيف.



شكل (٥)

دورق إيرلنماير.

٣,٢ دورق الترشيح Filter flask

دورق الترشيح هو أساسا دورق إيرلنماير مزود بأنبوب جانبي يوصل إليه خرطوم تفريغ، ويتم الترشيح ببتبيت قمع الترشيح في فوهة الدورق ويمر السائل خلاله بواسطة التفريغ.



شكل (٦)

دورق الترشيح.

٣,٣ الدورق العياري أو الحجمي Volumetric flask

الدورق العياري مصمم لقياس أحجام كبيرة من السوائل بدقة، وذلك بشكل أساسى لتحضير المواد المستخدمة وتحضير المحاليل القياسية. تتراوح أحجام الدورق العياري ما بين ١ مل و ٢ لتر، والأحجام الموصى بها للاستخدام العام في المعمل هي ٥٠ مل، ١٠٠ مل، ٥٠٠ مل، و ١٠٠٠ مل (شكل ٧). تم معايرة الدورق العياري ليتسع للحجم الموضح عليه، والنوع ذو الغطاء يعتبر أكثر ملاءمة للاستخدام في تحضير المحاليل.




شكل (٧)

الدورق العياري الحجمي.

٤. المخابير المدرجة Graduated cylinders

تُستخدم المخابير المدرجة (شكل ٨) لقياس أحجام كبيرة من السائل، وهي مُعايرة للصب منها وليس لتحتوى داخلها. بمعنى أنه إذا تم ملء المخبار وصب المحتويات منه، فإنه يعطى الحجم الموضح عليه، والقطرات التي تظل بداخله لا تُحتسب ضمن هذا الحجم. ورغم أنها تعتبر عياريّة، إلا أنها ليست بنفس دقة الدورق العياري. تتراوح أحجام المخابير المدرجة من ٥ مل إلى ٢٠٠٠ مل، والأحجام الموصى بها للاستخدام العام في المعمل هي ١٠ مل، ٥٠ مل، ١٠٠ مل، ٢٠٠ مل، ٥٠٠ مل، و ١٠٠٠ مل.




شكل (٨)

المخابير المدرجة.

٥. الكؤوس Beakers

الكؤوس (شكل ٩) هى أكثر قطع الأدوات الزجاجية غير العيارية شيوعاً، وتتراوح أحجامها بين ١ مل و ٤ لتر. الأحجام المفضلة للاستخدام العام في المعمل هى ٥٠ مل، ١٥٠ مل، ٢٥٠ مل، ٥٠٠ مل، ١٠٠٠ مل، و ٢٠٠٠ مل. ورغم وجود تدريج عليها، فلا يجب استخدام هذه الكؤوس في قياس دقيق للأحجام.



شكل (٩)

الكؤوس.

٦. مقياس الترسيب Sedimentation scale

مقياس مالوري للترسيب (شكل ١٠) هو وعاء زجاجي يشبه الكأس في الشكل وسعته ٢ لتر. يُستخدم لتحديد جودة الحمأة بواسطة خاصية الترسيب، وهو مُعاير لتحديد القراءات بالملييلتر.



شكل (١٠)

مقياس مالوري.

٧. أنابيب الاختبار Test tubes

تستخدم أنواع مختلفة من أنابيب الاختبار (شكل ١١) والأنواع المصنوعة من الزجاج البيركس شائعة في عمل التخفيفات الميكروبية وكذلك في الاختبارات الأخرى التي تحتاج إلى أوعية صغيرة الحجم (شكل ١١ أ) وفي اختبار الطرد المركزي للحمأة تستخدم الأنابيب المخروطية (شكل ١١ ب) التي تسع ١٥ مل هي معايرة لقراءة النسبة المئوية مباشرة. وتتوافر أنواع أخرى عديدة من أنابيب الاختبار. وقد يكون المفيد الاحتفاظ بأنواع أخرى من الأنابيب جاهزة للاستخدامات العامة.



شكل (١١ ب)

الأنابيب المخروطية.



شكل (١١ أ)

أنابيب الاختبار.

شكل (١١)

أنواع مختلفة من انابيب الاختبار.

٨. العبوات Bottles

٨,١ العبوات البلاستيك Plastic bottles



عبوات البولي إيثيلين (شكل ١٢) مناسبة لتخزين الكيماويات، ويمكن استخدامها في جمع ونقل عينات مياه المجارى. تُستخدم العبوات البلاستيكية ذات اللون الغامق لحفظ الكيماويات الحساسة للضوء. يمكن تعقيم البولي إيثيلين الذي يتحمل الحرارة العالية في الأوتوكلاف. تتوفر زجاجات بأشكال متعددة وبأحجام تتراوح ما بين ٥٠ مل إلى عدة لترات.

شكل (١٢)

عبوات البولي إيثيلين.

٨,٢ الزجاجيات ذات الغطاء الزجاجي Glass stopper bottle

الزجاجيات ذات الغطاء الزجاجي (شكل ١٣) هي الزجاجيات المثالية لمحاليل الأحماض ومواد أخرى عديدة، ولكن في حالة القواعد القوية فإن هذه القواعد تعمل على التصاق الأغشية بالزجاجات ويصعب نزعها عنها، ولذلك تستخدم السدادات المطاطية للزجاجيات التي تحتوى على القواعد القوية وتتراوح أحجام الزجاجيات ذات الغطاء الزجاجي ما بين ٣٠ مل إلى ٢٠٠٠ مل.



شكل (١٣)

الزجاجيات ذات الغطاء الزجاجي.

٨,٣ زجاجيات الأكسجين الحيوي الممتص

Biochemical oxygen demand (BOD) Bottles

هذه الزجاجيات مصممة خصيصًا لاختبار الأكسجين الحيوي الممتص (شكل ١٤) وتسع 300 مل، ولها غطاء طويل من الزجاج المصنفر كما أنها مرقمة ليسهل تمييزها.



شكل (١٤)

زجاجة BOD.

٨,٤ زجاجيات التخفيف Dilution bottles

هي زجاجيات تتسع لحجم ١٢٥ مل وعليها علامة معايرة واحدة تشير إلى حجم ٩٩ مل وتستخدم تلك الزجاجيات في عمل التخفيفات البكتيرية وتخفيف عينات الصرف الصحي ويمكن تعقيمها في الأوتوكلاف.

٨,٥ زجاجيات التنقيط Dropping bottles

زجاجيات التنقيط ذات الغطاء الزجاجي المثقوب أو المزودة بقطارة هي الموصى باستخدامها مع الصبغات والأدلة.

٨,٦ العبوات المرنة

تستخدم العبوات البلاستيكية المرنة لدفع الماء المقطر أثناء عملية الشطف.

٩. الخزانات Aspirators

الخزانات البلاستيك الكبيرة (شكل ١٥) والتي تتراوح سعاتها بين ٢ جالون إلى ١٢ جالون ومزودة بصنوبر هي الموصى بها لتخزين المياه المقطرة والماء المنظم وماء التخفيف.



شكل (١٥)

الخزانات.

١٠. أطباق التبخير Evaporating dishes

أطباق التبخير المصنوعة من البورسلين (شكل ١٦) تستخدم لتجفيف الكيماويات وكذلك لتجفيف عينات الصرف (المخلفات). ويفضل استخدام الاطباق سعة ٧٠ مل و ١٥٠ مل. ويجب توفر عدد منها يكفي للعمل مع عدة عينات كل يوم.



شكل (١٦)

أطباق التبخير.

١١. بوتقة جوش Gooch crucible

تستخدم بوتقة جوش فى تقدير المواد الصلبة. ويوصى بالحجم الذي يتسع إلى 35 مل.

١٢. مخروط إمهوف Imhoff cone

يستخدم المخروط (شكل ١٧) سعه 1 لتر لتقدير المواد الصلبة المترسبة لعينات الصرف الخام ولعينات السيب النهائي.



شكل (١٧)
المخروط.

١٣. الأقماع Funnels

١٣,١ أقماع البولي بروبيلين Polypropylene funnels

القمع العادي المستقيم المصنوع من الزجاج أو البلاستيك (شكل ١٨) له استخدامات معملية عديدة، وقد يكون من المناسب وجود عدة أقماع قطر 75 مم و 100 مم و قمع واحد قطر 150 مم.



شكل (١٨)
القمع العادي.

١٣,٢ أقماع بوخنر Buchner funnels

تستعمل أقماع بوخنر (شكل ١٩) المصنوعة من البورسلين في تقدير المواد الصلبة. ويوصى باستخدام الأحجام ذات الأقطار ٨٠ مم و ١١٥ مم.



شكل (١٩)

١٤. المواسك

١٤,١ مواسك البوتقة Crucible tongs

يوصى باستخدام كل من الماسك العادى ٩ بوصة والماسك الطويل 12 بوصة.

١٤,٢ مواسك أطباق التبخير Evaporating dishes tongs

عند تداول أطباق التبخير الساخنة، يُوصى باستخدام الماسك المصنوع من الصلب الذي لا يصدأ

١٤,٣ مواسك الكؤوس

يوصى باستخدام ماسك الأمان للكأس الساخن أو الأشياء المشابهة.

١٤,٤ مواسك الدوارق

وبالإضافة لما سبق فإنه يوصى باستخدام ماسك الأمان للدورق.




شكل (٢٠)

ماسك الأمان للكؤوس والدوارق.

الفصل الثانى: أدوات التحليل البكتيريولوجي Bacteriological tools

١. أطباق بتري Petri dishes

يسمح باستخدام أطباق من الزجاج أو أطباق من البلاستيك (شكل ٢١) يتم بعدئذ التخلص منها. بالنسبة لطريقة الترشيح الغشائي، يوصى باستخدام الأطباق حجم ٦٠ × ١٥ مم، بينما يستخدم الحجم ١٠٠ × ٢٠ مم فيستخدم لعمل العدد الكلى للبكتيريا في الطبق وكذلك أينما وجدت الحاجة لأطباق الآجار.



شكل (٢١)

أطباق بتري.

٢. جهاز الترشيح الغشائي Membrane filtration apparatus

جهاز الترشيح الغشائي باستخدام الأقماع الزجاجية (شكل ٢٢) أو المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ (شكل ٢٣) و يوصى باستخدام الأقماع من الصلب الذى لا يصدأ بحامل لمصفاة وتكون اغشية الترشيح بقطر ٤٧ مم. ويجب فى النوعين أن يتحمل التعقيم بالأتوكلاف.



شكل (٢٣)

القمع المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ.



شكل (٢٢)

الترشيح الغشائى زجاجى.

٣. علب الماصات Pipettes cans

تُستخدم علب الماصات الأسطوانية المصنوعة من الألومنيوم أو الصلب المقاوم للصدأ فى تعقيم وحفظ الماصات الزجاجية المعقمة، ويمكن أن يكون حجم العلبة ١٦ × ٢,٥ بوصة.

٤. إبر الزرع (السلكية) Wire loops

تستخدم فى عمليات النقل البكتريولوجي إبرة مصنوعة من سلك البلاتين وطرفها على شكل حلقة قطرها ٣ مم، ويمكن قبول الإبر ذات اليد المصنعة من الخشب أو من الألومنيوم.

٥. ورق الترشيح Filter Paper

٥,١ ورق الترشيح القياسي Standard filter paper

تتطلب العديد من الاختبارات استخدام ورق ترشيح واتمان رقم (١) (شكل ٢٤) من حيث الجودة النوعية ومتوسط الوزن وسرعة الترشيح. يُوصى بتوفر عدة مقاسات للاختيار منها (٧، ١١، ٢٤ سم).



شكل (٢٤)

ورق ترشيح واتمان.

٥,٢ المرشحات الغشائية Membrane filters

تحتاج اختبارات الترشيح الغشائي إلى أغشية ترشيح معقمة (شكل ٢٥) ووسائد ماصة معقمة أيضًا. و يبلغ قطر هذه الأغشية الترشيحية 47 مم، ولها مسامية تمنع مرور ما يزيد قطرة على ٠,٤٥ ميكرومتر والأغشية لونها أبيض ومقسمة.



شكل (٢٥)


أغشية ترشيح معقمة.

٥,٣ مرشحات الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) Fiberglass filters

مرشحات فائقة الدقة وتستطيع حجز الجزيئات التي تكون في حالة شبه غروية وهذه المرشحات قطرها 2.4 سم وسمكها 0.26 مم وهي لازمة لاختبار المواد الصلبة العالقة.

٦. مستلزمات أخرى Miscellaneous accessories

سدادات مطاط، سدادات فلين، أنابيب مطاط (خراطيم)، أنابيب إمتصاص (تفريغ)، حوامل حلقيّة، حلقات وحوامل للأقماع، مثلث فخاري أنابيب تايجون نوع من البلاستيك يتحمل الضغوط والكيمائيات، مشابك (كليبسات) للخراطيم، لوح من الأسبستوس، سباتيولا (سكين بسط)، ملقاط مالى ماصة إنتفاخ مطاطي، مثبت للبوقة قفازات من الأسبستوس غاسل الماصة.



يجب التأكد من نظافة كل الأدوات المستخدمة بالطرق العلمية التي سيلي ذكرها فيما بعد.

الفصل الثالث: تنظيف الأدوات الزجاجية

Glassware cleaning

الأدوات الزجاجية النظيفة هي الأساس لإجراء اختبارات سليمة وذات مدلول. وعادة يكون تنظيف الأدوات أسهل إذا تم مباشرة بعد استخدامها، لأنها إذا تركت فترة فإن المواد يمكن أن تجف وتلتصق بها. وإذا حفظت الأدوات النظيفة في دولا ب مغلق فإنها عادة لا تحتاج إلى غسيل قبل استخدامها ولكن ينصح بشطفها بالماء المقطر خاصة بالنسبة للاختبارات الشديدة الحساسية.

١. محاليل التنظيف Cleaning solutions

١,١ حمض الكروميك Chromic acid

يتم تحضير محلول حمض الكروميك المستخدم فى تنظيف الأدوات الزجاجية، عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

١. يتم إذابة حوالى ٦٠ جراماً من ثنائي كرومات البوتاسيوم في ١٠٠ مل من الماء المقطر.
٢. يُضاف حمض الكبريتيك المركز ببطء إلى المحلول السابق حتى يصل الحجم إلى ١ لتر، يمكن الحصول على هذا المخلوط جاهزاً من بعض شركات الكيماويات.

٢. طرق التنظيف Cleaning methods

توجد أشكال عديدة لتلوث الأدوات الزجاجية داخل المعامل، فمنها التلوث البكتريولوجى، والتلوث بالزيوت والدهون، والتلوث العضوى. يتم التغلب على أشكال التلوث السابقة عن طريق إتباع الخطوات الآتية أثناء التنظيف:

١. تتنقع الأدوات في محلول حمض الكروميك.

٢. تغسل ٤ مرات بماء الصنبور.

٣. تغسل ٣ مرات بالماء المقطر.

يجب أن تتم عملية الشطف دائماً بعناية، لأن أي آثار متبقية من أيونات المعادن نتيجة عدم التنظيف الجيد قد تؤثر سلباً على نمو الكائنات الدقيقة وبالتالي على نتائج الاختبار. إذا تم استخدام غسالة الأطباق الأتوماتيكية، ينبغى شطف الأدوات الزجاجية بالماء المقطر مباشرة بعد الغسيل وقبل عملية

التجفيف. وعلى الأقل يجب أن تشطف مرتين بالماء المقطر، ويمكن أن تجفف الأدوات الزجاجية عند درجة حرارة ١٠٣ مئوية. وعادة يمكن تبسيط عملية الغسيل إذا تم وضع الماصات والكؤوس والمخابير وأنايب الاختبار والدوارق بعد استعمالها مباشرة في محلول من محاليل المنظفات الصناعية المستخدمة في المعمل. ويجب غسل خلايا القياس الرقيقة والغالية الثمن الخاصة بجهاز التحليل الطيفي بعناية.

٣. الأدوات الزجاجية الخاصة باختبارات الفوسفات Glassware for phosphate tests

اختبار الفوسفات هو اختبار شديد الحساسية، ونظرًا لأن معظم المنظفات الصناعية تحتوى على بعض الفوسفات فيجب تنظيف الأدوات الزجاجية المستخدمة في هذا الاختبار جيدًا ثم شطفها بعناية شديدة لإزالة كل آثار الفوسفات. ويجب قبل استخدام هذه الأدوات اختبارها بواسطة دليل الفوسفات ويستحسن وضع تلك الأدوات فى مكان منفصل عن باقي الأدوات الزجاجية، ويمكن استخدام الخطوات الآتية في تجهيز الأدوات الزجاجية:

١. استخدام حمض الهيدروكلريك المخفف ١:١ بواسطة الماء المقطر.
٢. تسخين حمض الهيدروكلوريك المخفف في كأس كبير.
٣. مراعاة الحرص الشديد وارتداء القفازات والسترة الواقية وواقي العيون، ويجب التسخين داخل دولا ب الغازات.
٤. شطف الأدوات الزجاجية بواسطة حمض الهيدروكلوريك المخفف الساخن.
٥. يجب التخلص من كل الحمض المستخدم، وإذا كان سيتم التخلص منه عن طريق إلقاءه في الحوض فيجب تخفيفه بكميات كبيرة من الماء.
٦. يجب شطف الحمض بتيار من ماء الصنبور، مع شطف كل قطعة مرتين من الداخل والخارج.
٧. الشطف عدة مرات بالماء المقطر حتى يتم الشطف من الداخل والخارج.
٨. الشطف بالمحلول المركب "يحتوى على حمض الكبريتيك ٥ عيارى و محلول طرطرات انتيمونيل البوتاسيوم و محلول مولبيدات الامونيوم و حمض الاسكوريك اسيد ٠,٠١ مولارى"، بحيث يترك المحلول ملامسًا للأدوات لمدة ١٠ دقائق.
- إذا ظهر لون أزرق بالمحلول المركب فهذا يعنى وجود الفوسفات بمعالجة ولا بد من تكرار الغسيل بالحمض والشطف ثم يعاد التأكد بواسطة المحلول المركب.
- إذا لم يظهر أي لون أزرق، تكون الأدوات الزجاجية جاهزة للاستخدام.

٩. يتم الشطف عدة مرات بكميات غزيرة من الماء المقطر.

٤. كيفية تجهيز وتعقيم الأدوات المستخدمة في الزرع البكتريولوجي

٤,١ غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية

يتم إتباع الخطوات الآتية، أثناء غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية المستخدمة فى الزرع البكتريولوجى:

١. تُغسل الزجاجيات جيداً بالماء الدافئ والصابون.

٢. يُعاد غسيلها مره أخرى بالماء الدافئ فقط للتخلص من آثار الصابون.

٣. تغسل بالماء المقطر جيداً.

٤. تُغسل زجاجات العينات بالطريقة السابقة ويوضع في كل زجاجة (حجم ١٢٠ مل) ٠,١

مل من محلول ٣% ثيوكبريتات الصوديوم المُجهز لمعادله الكلور الحر المتبقي الموجود بالعينة.

تُغطى الزجاجية بالغطاء المخصص لها مع عدم احكام غلق الغطاء.

٥. تُعقم الأدوات الزجاجية في فرن التعقيم عند درجه حرارة ١٧٠ مئوية لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

٦. بعد التعقيم يحكم غلق الزجاجات جيداً وتُحفظ مغلقة لحين ملئها بالعينة.

توضع الماصات الزجاجية واطباق بترى المصنوعة من الزجاج في حاويات من الصلب المقاوم للصدأ.

ويتم تعقيمها بالاولتوكلاف لمدة لا تقل عن ساعتين وعند درجه حراره ١٧٠ مئوية. وإذا تم وضعها بدون

الحاوية، يكون الزمن الازم للتعقيم ساعة واحدة عند نفس درجه الحرارة.

٤,٢ طرق التعقيم

كلمة (تعقيم) تعني قتل جميع الجراثيم وفي عمليات الفحص البكتريولوجي يلزم تعقيم جميع الأدوات

والمحاليل قبل القيام بأي تحليل للعينات ومن الأجهزة الأكثر استعمالاً في المعامل هي الأوتوكلاف حيث

يتم التعقيم بواسطة الحرارة والبخار المضغوط هذا بالإضافة إلى أجهزة.

٤,٢,١ التعقيم بواسطة الغليان

يمكن تعقيم الأدوات قبل استعمالها بغمرها في ماء مغلي لمدة ١٠ دقائق وعقب استخراجها من الماء

المغلي تغلف في رقائق الألومنيوم الذي تم حرقه في النار ويتم استخدام مثل هذه الأدوات بعد تبريدها.

٤,٢,٢ التعقيم بواسطة الكحول

يمكن التعقيم بواسطة كحول الإيثيل بتركيز ٧٠%، حيث يُعتبر هذا التركيز فعالاً في قتل الجراثيم والفيروسات.

٤,٢,٣ التعقيم باستعمال الأوتوكلاف

يُستخدم جهاز الأوتوكلاف (شكل ٢٦) في التعقيم بواسطة الحرارة الرطبة تحت الضغط، وقبل استخدام جهاز الأوتوكلاف يمكن قتل جميع الكائنات الحية عند درجة حرارة ١٢١ مئوية وتحت ضغط ١٥ رطل على البوصة المربعة في مدة ١٥ دقيقة. من المهم الالتزام بتعليمات طرق التعقيم لتجنب تعرض بعض محاليل المستنبتات للتحليل، خصوصاً البكتيريا مثل اللاكتوز، بسبب درجات الحرارة العالية أو طول مدة التسخين وتتلخص طريقة عمل الأوتوكلاف فيما يلي:

١. يتم تسخين الماء ليعطي بخار.
٢. يُطرد بخار الهواء إلى خارج الاتوكلاف.
٣. تُغلق فتحة خروج البخار عند تمام طرد الهواء.
٤. ارتفاع الحرارة يرفع الضغط إلى ١٥ رطل على البوصة المربعة وعند هذا الضغط تصبح درجة حرارة البخار ١٢١ مئوية.
٥. يحافظ على الضغط والحرارة لمدة من الزمن المحدد وبعد ذلك يبدأ في تصريف البخار ببطيء حتى تصل إلى الضغط الجوي ومن المهم أن نوضح هنا أن التصريف السريع للبخار يسبب غليان السوائل.
٦. ترفع المواد المعقمة وتترك لتبرد.



شكل (٢٦)

ملحوظة

- يجب ملاحظة أن جميع الأوعية الزجاجية والأدوات التي سيتم تعقيمها تكون ملفوفة في ورق كرافت وأن لا تكون الأغشية على الزجاجات التي تحتوي محاليل محكمة الغلق بل يجب تركها مغطاة بغير إحكام ولا يستعمل إطلاقاً أي سدادات من المطاط.
- حيث إن معظم الأدوات الزجاجية المستخدمة في الاختبارات البكتيرية يجب تعقيمها وكذلك يجب أن تكون خالية من أي بقايا سامة.
- تخلص مما استخدم من أطباق وأنايب وخلافة حيث إن هذه الاطباق والأنايب المستخدمة يمكن أن تحتوى على كائنات ممرضة، وإن كانت تلك الاطباق والأنايب مصنعة من الزجاج وسيعاد استخدامها يجب أن يتم تعقيمها وشطفها في أحواض.

للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)



المراجع

أولاً: المراجع العربية:-

١. برامج المسار الوظيفي كيميائي صرف نسخة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ التحاليل الكيميائية / الدرجة الثالثة.
٢. برامج طلاب مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ / مدخل التجارب المعملية لمياه الصرف الصحى.

ثانياً: المراجع الأجنبية:-

3. Rice, E. W., Bridgewater, L., & American Public Health Association (Eds.). (2023). Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, DC: American public health association

قام بإعداد الإصدار الأول كلا من السادة الآتى أسمائهم بالترتيب الأبجدي:-

ك/ محمود الديب
د/ مروة محمود محمد فيصل
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

قام بمراجعة الإصدار الأول كلاً من السادة الآتى أسمائهم بالترتيب الأبجدي:-

ك/ احمد السعيد محمد حليلة
ك/ أسامة تركي المهدي
ك/ المعتر عبد الجليل علي
د/ اميرة فيصل سمحان
د/ حازم حسن رجب
ك/ رانيا محمد شكري
ك/ شيماء محمد علي
ك/ عاطف فوزي حسن الفرجاني
ك/ محمد عامر عبد الغني
ك/ محمد علي إبراهيم الاخناوى
د/ مروة محمود محمد
د/ هاني التهامي حمدان
ك/ ياسمين عزت عبد الجواد المسيري
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
شركة القاهرة للصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي القليوبية
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

تمت أعمال التنسيق والإخراج الفنى لهذا الإصدار بواسطة كلاً من:-

المعمل المرجعي للصرف الصحي - الشركة القابضة لمياه

د/ محمد الصوفي زين العابدين عز الدين

الشرب والصرف الصحي

الإدارة العامة للمسار الوظيفي - الشركة القابضة لمياه الشرب

ك/ صوفيا محمد محمود عفيفي

والصرف الصحي