



# برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

البرنامج التدريبي فني معمل - الدرجة الثالثة

## الاختبارات الميكروبيولوجية



## الفهرس

٣	التحليل الميكروبيولوجية في مياه الشرب والصرف الصحي.....
٣	مقدمة .....
٣	البكتريا .....
٣	١ . البكتيريا المستديرة Spheres .....
٤	٢ . البكتيريا العصوية rod like .....
٤	٣ . البكتيريا الحلزونية Spiral .....
٤	أشكال أخرى .....
٥	التركيب الداخلي للخلية .....
٥	حركة البكتيريا .....
٦	النمو في البكتيريا .....
٦	عملية التكاثر الخلوي .....
٦	بعض العوامل التي تؤثر في نشاط البكتريا: .....
٧	أطوار النمو: .....
٨	المعمل البكتريولوجي .....
٩	الأدوات المستخدمة في الاختبارات البكتريولوجية: .....
٩	التجهيز للمزارع البكتريولوجية .....
٩	أولا غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية .....
١٠	طرق التعقيم .....
١٠	التعقيم بواسطة الغليان: .....
١٠	التعقيم بواسطة الكحول: .....
١٠	التعقيم باستعمال الأوتوكلاف: .....
١١	أنواع الأوساط الغذائية .....
١١	١ . الأوساط الغذائية العامة (General Media): .....
١١	٢ . الأوساط الغذائية العازلة (Isolation Media) .....
١١	٣ . الأوساط الغذائية الاختيارية (Selective Media) .....
١٢	طرق تحضير وحفظ الأوساط الغذائية .....
١٢	١ . الطرق العامة .....
١٣	طريقة تحضير محلول الفوسفات المنظم Phosphate Buffer .....
١٤	الماء المستخدم في تحضير الأوساط الغذائية .....
١٤	أ . الخصائص: .....
١٥	وقت حفظ الأوساط الغذائية المحضرة وعينات البكتريولوجي عند درجة حرارة ٤ ° م: .....
١٥	الفترة ودرجة الحرارة للتعقيم باللاوتوكلاف: .....
١٦	شروط المياه المقطرة المستخدمة لاختبارات الميكروبيولوجي: .....
١٦	الاختبارات البكتريولوجية .....
١٦	تجهيز المياه المستخدمة في تخفيف العينات .....
١٧	العد الكلى للبكتريا بطريقة الصب بالأطباق Plate count Bactria .....

- ١٨ ..... **Plate count Bactria** العد الكلى للبكتريا بطريقة الصب بالأطباق
- ١٩ ..... أدلة التلوث في مياه الشرب
- ١٩ ..... **Coliform group** بكتريا المجموعة القولونية
- ٢٠ ..... الأسباب التي دعت لاختيار المجموعة القولونية كدليل للكشف عن التلوث:
- ٢٠ ..... طريقة الأنابيب المتعددة
- ٢١ ..... **Computing and Recording of MPN** حساب وتسجيل العدد الأكثر احتمالا
- ٢٢ ..... **Membrane Filter (MF)**: طريقة غشاء الترشيح
- ٢٣ ..... الأدوات والكيماويات المستخدمة في الترشيح الغشائي
- ٢٤ ..... **M-Endo Culture Media** طريقة تحضير محلول الوسط الغذائي
- ٢٥ ..... **Biological investigation** الفحص البيولوجي
- ٢٥ ..... أهمية عد الطحالب والتعرف على أنواعها
- ٢٨ ..... **Microscopically examination** تجهيز العينات للفحص الميكروسكوبي

## التحليل الميكروبيولوجية في مياه الشرب والصرف الصحي

### مقدمة

- حوالي ٢,٢ مليون من البشر يموتون كل عام من أمراض مرتبطة بأسباب صحية مثل الاسهال، معظم هؤلاء من أطفال الدول النامية.
- الصحة، النظافة، الامداد بالمياه أثبت أن لها دورها في التحكم في هذه الأمراض. ولقد اتضح أن الامداد بالمياه الآمنة والوسائل الصحية خطوة أساسية لخفض الإصابة بهذه الأمراض.
- وعلى الرغم من ذلك فإن الامداد بمصدر جيد للمياه وتوفير الوسائل الصحية الأساسية ظل أمرا محيرا. والامداد بمياه شرب مقبولة من حيث الصفات الميكروبيولوجية مع خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية يحتاج الى عناصر أساسية تتضمنها خطة المياه الآمنة.
- وفي أي خطة مياه آمنة فإن التركيز يقع على التحكم والكشف عن التلوث البرازي لمياه الشرب وكذلك مصادره.
- والطرق المعتادة في قياس التلوث البرازي تعتمد على بكتريا أو مجموعة من البكتريا يعتد بها كدليل على التلوث البرازي.
- وقياس أي مؤشر بكتيري للتلوث البرازي يحتاج الى شخص متدرب، بيئات ومواد أخرى مدعمة وكذلك امكانيات تتوافر فقط في معمل الميكروبيولوجي أو استعمال وسائل للتحليل الميكروبيولوجي في الحقل.
- وتهدف هذه الدورة الى توجيه النظر إلى التعريف بالبكتريا عامة والعوامل المؤثرة في نموها وكذلك تسليط الضوء على معامل الميكروبيولوجي وطرق الاختبار لتحديد جودة مياه الشرب من حيث الصفات البيولوجية.

### البكتيريا

#### أولا الصفات المظهرية للخلية البكتيرية ( المورفولوجية )

- معظم الخلايا البكتيرية ٢ - ٥ × ١,٥ نانوميتر

#### شكل وتجمع الخلايا البكتيرية

##### ١. البكتيريا المستديرة Spheres

- Cocci ومفردها coccus وكثير من البكتيريا لها نظم تجمع لها أهميتها في أغراض التعرف عليها
- أزواج Diplococcus
- سلسلة (سبحية) Streptococcus
- مجاميع Tetrads
- عناقيد غير منتظمة تشبه عنقود العنب Staphylococcus


- أو في تركيب ذو ثلاثة أبعاد (مكعبات مكونة من ٨ خلايا أو أكثر) Sarcina

## ٢. البكتيريا العصوية rod like

- تشبه العصا يطلق عليها Bacilli ومفردها Bacillus
- عادة لا تنتظم الخلايا العصوية في تجمعات مميزة لأجناسها كما يحدث في البكتيريا المستديرة ولكن أحيانا تشاهد في أزواج ويطلق عليها Diplobacilli أو في سلاسل Streptobacilli. منها شديد الطول ومنها طولها أطول قليلا من عرضها
- بعض البكتيريا العصوية قد تتحول إلى أطوار مقاومة للحرارة تعرف بالجراثيم الداخلية Endospores كما في الجنس Bacillus or Colstridium


## ٣. البكتيريا الحلزونية Spiral

- عاده لا تتجمع خلايا البكتيريا الحلزونية ببعضها بل توجد مفردة دائما. ولكن لها أشكال مختلفة من حيث الطول.




## أشكال أخرى

- ابلسيروكيات Spirochaetes: خلايا مرنة طويلة ذات مظهر حلزوني متحركة بدون اسواط.
- الاكتينومييسيتات Actinomycetes شبة الفطريات. تتميز بتكوين خيط أو هيفات.
- الكوريني بكتيرات Coryne bacteria ضمت إلى الاكتينومييسيتات وهي عصويات مستقيمة أو منحنية قليلا.
- الميكوبكتيرات Myco bacteri
- البكتيرات الهلامية.



### التركيب الداخلي للخلية



### حركة البكتيريا

- الانزلاق gliding movement كما في البكتيريا الهلامية أو حركة دودية flexion movement
  - معظم البكتيريا المتحركة تملك أعضاء دقيقة طويلة يطلق عليها الاسواط Flagella ومفردها Flagellum وهي خطوط دقيقة جدا من البروتين.
- يوجد توزيعين أساسيين للأسواط ويصنف على أساسهما البكتيريا:

١. عند طرف أو طرفي الخلية.
٢. توجد اسواط موزعة عند عدة نقط على امتداد جسم الخلية.




## النمو في البكتيريا

هو الزيادة في تعداد الخلايا عن القدر الذي بدأت به المزرعة والذي كان موجودا باللقاح الأصلي.

## عملية التكاثر الخلوي

إن نمو وانقسام الخلايا البكتيرية يمثل عملية دورية cyclical فكل خلية جديدة تتكون تصبح بدورها ذات قدرة على التكاثر. بمعنى أن الخلايا الجديدة الناتجة عن الانقسام تمتلك الخصائص الفسيولوجية التي كانت تميز آباءها القادرة على التكاثر.



بعض العوامل التي تؤثر في نشاط البكتيريا:

### ١. الغذاء

- الغذاء هو مصدر الطاقة التي يستغلها الكائن الحي في أداء وظائفه الحيوية ونشاط البكتيريا يزداد بطبيعة الحال متى توافر الغذاء اللازم لها والعكس صحيح.

### ٢. الأكسجين

- يزيد نشاط البكتيريا الهوائية بزيادة نسبة الأكسجين في الهواء إلى حد معين أما البكتيريا غير الهوائية فإن زيادة الأكسجين يحد من نشاطها حتى يؤدي إلى قتلها في حين أن انعدام الأكسجين كلية يزيد من نشاطها.

### ٣. الرطوبة

- الرطوبة ضرورية لنمو البكتيريا، ذلك أن خلاياها الحية لا بد لها أن تستمد غذائها من وسط سائل مذاب فيه فإن قلت الرطوبة لحد كبير في الوسط الذي تعيش فيه البكتيريا فإن نشاطها يقل حتى إذا ما حدث الجفاف فإن البكتيريا (غير المتجرّمة) لا يمكنها إن تواصل الحياة لأكثر من ساعات قليلة.

### ٤. درجة الحرارة

- توجد درجة حرارة مثلي لنمو البكتيريا ودرجة حرارة دنيا وقصى وبصفة عامة فإن أغلب الخلايا البكتيرية (غير المتجرّمة) تموت في درجة حرارة (55°C) إما البكتيريا المتجرّمة فإنها تقاوم الحرارة العالية حتى أنه يمكنها إن تظل حية في بعض الأحيان إذا وضعت في ماء يغلي لعدة ساعات.

### ٥. الضوء

- أغلب أنواع البكتيريا تنشط إذا قل الضوء والعكس صحيح فيما عدا البكتيريا اليخضورية فإن نشاطها يزداد إذا ما زادت شدة الإضاءة كما أن بعض الأنواع من الأشعة تؤثر في نشاط البكتيريا وفي حيويتها فقد دلت التجارب على أن الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر فعال في قتل البكتيريا.

### ٦. الأس الهيدروجيني

- لكل نوع من البكتيريا مدى معين من الأس الهيدروجيني تعيش فيه واختلاف هذا المدى يؤثر في نموها ونشاطها. فعلى سبيل المثال يمكن شرب كوب من الماء ملوث ببكتيريا الكوليرا عند اضافة الليمون إليه.


### ٧. الضغط الأسموزي

- إذا ارتفع الضغط الأسموزي للوسط الذي تعيش فيه البكتيريا مثل البحار فإن عددا قليلا من أنواع البكتيريا هو الذي يستطيع مقاومة تلك الضغوط الأسموزية العالية وتواصل نشاطها أما أغلب البكتيريا فإن نموها يقل أو يتوقف.

### أطوار النمو:

١. طور الركود Lag phase
٢. طور النمو اللوغارتمي Log phase
٣. الطور الثابت Stationary phase
٤. طور تناقص النمو أو طور الموت The phase of decline or death





### المعمل البكتريولوجي

#### الأجهزة المستخدمة في الاختبارات البكتريولوجية:

١. حضانة كهربائية للمزارع البكتيرية.
٢. أوتوكلاف رأسي للتعقيم ولتسييح الاجار وإعدام المزارع البكتيرية بعد إجراء الاختبار.
٣. فرن تعقيم.
٤. ميزان حساس برقميين عشرين.
٥. ثلاجة لحفظ المزارع البكتيرية.
٦. جهاز ترشيح غشائي.



ميزان حساس



أوتوكلاف رأسي



حضانة كهربائية

### الأدوات المستخدمة في الاختبارات البكتريولوجية:

١. ماصات مدرجة بأحجام مختلفة.
٢. زجاجات جمع العينات سعة ٢٥٠ مل بغطاء قلاووظ محكم.
٣. أطباق بترى من الزجاج أو البلاستيك الذي يستخدم للمرة الواحدة.
٤. أنابيب زجاجية بغطاء قلاووظ مقاس ١٦×١٦ مم وبها دراهم زجاجيه ( أنابيب تخمر).
٥. حاوية للماصات من الاستليس ستيل.



أطباق بترى



زجاجات عينات



حاويات ماصات



ماصات مدرجة

### التجهيز للمزارع البكتريولوجية

كيفية تجهيز وتعقيم الأدوات المستخدمة في الزرع البكتريولوجي:

#### أولا غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية

- تغسل الزجاجيات جيدا بالماء الدافئ والصابون.
- يعاد غسيلها مره أخرى بالماء الدافئ فقط للتخلص من آثار الصابون.
- تغسل بالماء المقطر جيدا.
- زجاجات العينات تغسل بالطريقة السابقة ويوضع في كل زجاجة (حجم ١٢٠ مل) ٠,١ مل من محلول ٣% ثيوكبريتات الصوديوم السابق تجهيزه لمعادله الكلور الحر المتبقي الموجود بالعينة وتغطى الزجاجات بالغطاء المخصص لها مع عدم احكام غلق الغطاء.
- تعقم الأدوات الزجاجية في فرن التعقيم عند درجه حراره ١٧٠°م لمده لا تقل عن ساعة كاملة.
- بعد التعقيم يحكم غلق الزجاجات جيدا وتحفظ مغلقة لحين ملئها بالعينة.

- الماصات الزجاجية واطباق بترى المصنوعة من الزجاج توضع في حاويات من الاستليس ستيل يتم تعقيمها لمدة لا تقل عن ساعتين وعند درجة حراره ١٧٠°م وفي حالة وضعهم بدون الحاوية يكون الزمن اللازم للتعقيم ساعة واحدة عند نفس درجة الحرارة.

### طرق التعقيم

كلمة (تعقيم) تعني قتل جميع الجراثيم وفي عمليات الفحص البكتيريولوجي يلزم تعقيم جميع الأدوات والمحاليل قبل القيام بأي تحليل للعينات ومن الأجهزة الأكثر استعمالاً في المعامل هي الأوتوكلاف حيث يتم التعقيم بواسطة الحرارة والبخار المضغوط هذا بالإضافة إلى أجهزة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية أو بواسطة الإشعاع.

### التعقيم بواسطة الغليان:

يمكن تعقيم الأدوات قبل استعمالها بغمرها في ماء مغلي لمدة ١٠ دقائق وعقب استخراجها من الماء المغلي تغلف في رقائق الألمنيوم الذي تم حرقه في النار ويتم استخدام مثل هذه الأدوات بعد تبريدها.

### التعقيم بواسطة الكحول:

يمكن التعقيم بواسطة كحول الإيثيل بتركيز ٧٠%.

### التعقيم باستعمال الأوتوكلاف:

يستعمل جهاز الأوتوكلاف في التعقيم بواسطة الحرارة الرطبة تحت الضغط، وقبل استخدام جهاز الأوتوكلاف يمكن قتل جميع الكائنات الحية في درجة حرارة ١٢١°م تحت درجة ضغط ١٥ رطل على البوصة المربعة في مدة ١٥ دقيقة ومن المهم ضرورة الالتزام بتعليمات طرق التعقيم حتى لا تعرض بعض محاليل المستنبطات إلى التحليل وبالأخص البكتيريا مثل اللكتوز في درجات الحرارة العالية أو طول مدة التسخين. وتتلخص طريقة عمل الأوتوكلاف فيما يلي:

- سخن الماء ليعطي بخار.
- يطرد بخار الهواء إلى الخارج.
- تغلق فتحة خروج البخار عند تمام طرد الهواء.
- ارتفاع الحرارة يرفع الضغط إلى ١٥ رطل على البوصة المربعة وعند هذا الضغط تصبح درجة حرارة البخار ١٢١°م.
- يحافظ على الضغط والحرارة لمدة من الزمن المحدد وبعد ذلك يبدأ في تصريف البخار ببطيء حتى تصل إلى الضغط الجوي ومن المهم أن نوضح هنا أن التصريف السريع للبخار يسبب غليان السوائل.

- ترفع المواد المعقمة وتترك لتبرد.

#### ملحوظة:

يجب ملاحظة أن جميع الأوعية الزجاجية والأدوات التي سيتم تعقيمها تكون ملفوفة في ورق كرافت وأن لا تكون الأغشية على الزجاجات التي تحتوي محاليل محكمة الغلق بل يجب تركها مغطاة بغير إحكام ولا يستعمل إطلاقاً أي سدادات من المطاط.

#### أنواع الأوساط الغذائية

يتم تصنيف الأوساط الغذائية علي حسب الأغراض التي يتم الزرع لها

#### ١. الأوساط الغذائية العامة (General Media):

وتسمى أيضا بالأوساط الغذائية الأساسية (Minimal Media) حيث يتم عليها تنمية لجميع أنواع البكتيريا وهي عبارة عن خليط من أنواع السكر المختلف (مصدر للكربون والطاقة) والبروتين (مصدر للنيتروجين) والأملاح ومن أمثالها Nutrient Agar

#### ٢. الأوساط الغذائية العازلة (Isolation Media)

وهي أوساط غذائية يتم تنمية نوع واحد أو مجموعة واحدة من البكتيريا عليها دون السماح للأنواع الأخرى بالنمو وذلك عن طريق اختيار نوع واحد من السكر والبروتين والأملاح لا يستطيع أي نوع آخر من البكتيري أن يخمرها (Fermentation) ومنها Brilliant Green و E.C. Media و Lauryl Tryptose

#### ٣. الأوساط الغذائية الاختيارية (Selective Media)

وهي أوساط غذائية يتم تنمية نوعان أو أكثر من البكتيريا لإجراء بعض التجارب أو المقارنات بينها.



### طرق تحضير وحفظ الأوساط الغذائية

#### ١. الطرق العامة

##### أ. تخزين الأوساط الغذائية:

يجب تخزين الأوساط الغذائية الخالية من الماء "البودرة" في العبوات الخاصة بحيث تكون مغلقة جيدا لمنع تسرب الرطوبة إليها مما ينتج عنه تغيرات كيميائية وفيزيائية غير مرغوبة (تغير اللون والشكل).

١. تخزين الأوساط الغذائية الخالية من الماء "البودرة" في درجة حرارة اقل من ٣٠ درجة مئوية ومكان مظلم جاف.

٢. لا يمكن استخدام الأوساط الغذائية الخالية من الماء "البودرة" عند تغير لونها أو تصبح كتل "تجهر" أو عندما تفقد خاصيتها.

٣. يجب أن تستهلك العبوة في خلال ٦ اشهر من تاريخ فتح العبوة.

٤. تحضر الأوساط الغذائية الكافية لأسبوع "أسبوعيا"

٥. إذا حفظت الأوساط المغذية المجهزة في زجاجات مغلقة جيدا بغطاء قلاووظ يمكن أن تصل صلاحية استعمالها حتى ٣ شهور من تاريخ التحضير.

٦. احفظ الأوساط المغذية المحضرة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر والتلوث والتبخير الشديد

٧. الأوساط الغذائية السائلة تخزن في الثلاجة أو في درجات حرارة منخفضة .

٨. يجب حفظ أنابيب الأوساط الغذائية على الأقل ليلة في الثلاجة قبل استخدامها لتجنب تكوين فقاعات هواء داخل الأنابيب.

٩. عند بدء استعمال الأنابيب يجب استبعاد الأنابيب الموجود بداخلها فقاعات هواء .

١٠. عند حدوث تبخير للوسط الغذائي السائل الموجود داخل الأنبوب أكثر من (١ مل) تستبعد الأنبوبة.

#### ب. ضبط تفاعل التحضير:

١. عن طريق قياس pH للوسط الغذائي.
٢. عادة ما يحدث تغير طفيف في pH الوسط الغذائي بعد التعقيم حسب نوع جهاز التعقيم المستخدم .
٣. عند تحضير الأوساط الغذائية يكون التغير في pH عادة  $\pm 0.1$  أو  $\pm 0.2$  لكن قليلا ما تكون  $\pm 0.3$  كما يحدث في الأوساط مزدوجة القوة.
٤. يمكن اختبار pH للأوساط الغذائية بواسطة جهاز الـ pH .
٥. عند خروج معدل التغير في الـ pH عن المكتوب على العبوة الخاصة بالوسط الغذائي لا يمكن استخدام هذا الوسط الغذائي .

#### طريقة تحضير محلول الفوسفات المنظم Phosphate Buffer

يستعمل هذا المحلول في غسل غشاء الترشيح عدة مرات بعد تمام عملية ترشيح العينة وكذلك يستعمل في عمل التخفيف الملائم للعينات عند اللزوم ويمكن تحضيره كما يلي:

##### ■ محلول رقم (١):

قم بتذويب ٣٤ جرام من ثنائي فوسفات البوتاسيوم ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) Potassium Dehydrogenate Phosphate في ٥٠٠ مليلتر ماء مقطر ثم اضبط الرقم الهيدروجيني إلى ٧,٢ وبعد ذلك أكمل حجم المحلول إلى ١ لتر بواسطة إضافة كمية من الماء المقطر - ضع هذا المحلول في الثلاجة وعند إعادة استخدامه لاحظ وجود أي عكارة، وفي حالة وجود العكارة لا يستعمل.

##### ■ محلول رقم (٢):

قم بتذويب ٣٨ جرام من كلوريد الماغنسيوم اللامائي أو ٨١,٤ جرام من كلوريد الماغنسيوم المائي في لتر من الماء المقطر.

#### ج. التعقيم:

١. لا يتم تخزين الأوساط الغذائية بعد حلها في الماء بدون تعقيم .
٢. لا يتم تعقيم الأوساط الغذائية السائلة الموجودة بها أحد أنواع السكر مع غيرها
٣. تعقم الأوساط الغذائية السائلة في الأوتوكلاف عند درجة حرارة  $121^\circ\text{C}$  لمدة ١٥ دقيقة.
٤. عند انتهاء التعقيم وانخفاض الضغط (عندما يصل إلى صفر) يتم تبريد الأوساط الغذائية بسرعة حتى لا يحدث تكسير لمركبات السكر الموجودة بها بتعريضها إلى درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة.



٥. من اجل الحصول على توزيع جيد لدرجة الحرارة في حالة تعقيم الأوساط الغذائية وأيضا لسهولة تبريدها بعد إتمام عملية التعقيم توزع الأوساط الغذائية في زجاجات صغيرة (يفضل ١٠ مل) وأيضا لا تربط غطاء الزجاجات بشدة .
٦. أقصى مده لمكوث الأوساط الغذائية السائلة بتعقيمها في الأوتوكلاف ٤٥ دقيقة (من بدء تشغيل الجهاز حتى إخراج الأوساط منه)



#### الماء المستخدم في تحضير الأوساط الغذائية

أ. الخصائص:

١. لتحضير الأوساط الغذائية والكواشف يستخدم ماء مقطر أو Demineralized water الذي يتم اختباره للتأكد من خلوه من آثار المعادن والمواد القاتلة المثبطة للبكتيريا.
٢. Toxicity في الماء المقطر ربما يحدث نتيجة لاحتواء الماء على فلوريد مع وجود نسبة مرتفعة من السيليكا.
٣. المصادر الأخرى للـ Toxicity هي الفضة والرصاص والمركبات العضوية غير المحددة .
٤. الكلور الحر والكلورامينات يمكن ان تتواجد في الماء المقطر .
٥. في حالة وجود مركبات الكلور في الماء المقطر يمكن معادلته بواسطة Sodium thiosulfate OR Sodium sulfate
٦. الماء المقطر يجب ان يكون خالي من التلوث بالمواد المغذية للبكتيريا التي يمكن ان تحدث من Flashover of organics أثناء التقطير ويمكن التغلب عليها باستخدام وسادة من الفلتر الكربوني أو إعادة شحن عمود إزالة الأيونات.
٧. يمكن أن يحدث تلوث عن طريق استخدام زجاجات أو ماصات غير نظيفة أو بواسطة الأبخرة الكيميائية أو الغبار.
٨. تخزين المياه المقطرة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر لكي يتجنب نمو الطحالب.

٩. يجب غلق زجاجات المياه المقطرة جيدا وسريعا.

وقت حفظ الأوساط الغذائية المحضرة وعينات البكتريولوجي عند درجة حرارة ٤° م:

الوسط	مدة التخزين
ترشيح عشائي سائل في دورق بغطاء قلاووظ	٩٦ ساعة (٤ أيام)
ترشيح عشائي صلب في أطباق جيدة الغلق	أسبوعان
سائل أو صلب في أنابيب غير محكمة الغلق	أسبوعان
صلب أو سائل في أنابيب أو حاويات جيدة الغلق	٣ شهور
صلب في أطباق غير محكمة الغلق مغلفة بأكياس بلاستيك	أسبوعان
عينات البكتريولوجي	٢٤ ساعة

الفترة ودرجة الحرارة للتعقيم بالأتوكلاف:

المادة	الفترة عند ١٢١ م <sup>هـ</sup>
الوسط المحتوى على كربوهيدرات (الوريل تربتوز - بريلينت جرين)	١٢-١٥ دقيقة
زجاجات العينات (فارغة)	١٥ دقيقة
حرق الأوساط المستخدمة والمخلفات	٣٠ دقيقة
مياه التخفيف ٩٩ مل في زجاجة بغطاء قلاووظ	١٥ دقيقة

ملحوظة:

- مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا يتم ترك الأوساط الغذائية في الأتوكلاف أكثر من ٤٥ دقيقة.

## شروط المياه المقطرة المستخدمة لاختبارات الميكروبيولوجي:

الاختبار	الفترة	أقصى حد مسموح
الاختبارات الكيميائية		
التوصيل	عند كل استخدام	$> 0,05$ ميكروسيمنز
pH	كل استخدام	$5,5 - 7,5$
المواد العضوية الكلية	شهريا	$< 1$ ملليجرام / لتر
المعادن الثقيلة ( Cu-Cr-Cd-Zn-Pb-Ni )	سنويا	$> 0,05$ ملليجرام / لتر
المعادن الثقيلة مجمعة	سنويا	$> 0,1$ ملليجرام / لتر
الامونيا - النيتروجين العضوي	شهريا	$> 0,1$ ملليجرام / لتر
الكلور المتبقي	عند كل استخدام	$0,1$ ملليجرام / لتر
الاختبارات البكتريولوجية		
العد الطبقي	شهريا	$> 1000$ خلية / مل

## ملحوظة:

- يتم تعقيم الماء المقطر قبل استخدامه في التحاليل البكتريولوجية.
- تخزين المياه المقطرة في زجاجات محكمة الغلق في مكان مظلم لمنع نمو الطحالب بها.
- يضاف كمية كافية من ثيوسلفات الصوديوم في حالة وجود بقايا للكلور لإزالة تأثيره.

## الاختبارات البكتريولوجية

## تجهيز المياه المستخدمة في تخفيف العينات

## المواد المستخدمة:

١. فوسفات البوتاسيوم الهيدروجينية ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ )

٢. كلوريد الماغنسيوم ( $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )

٣. ماء مقطر سبق تعقيقه

٤. محلول ١ عيارى من هيدروكسيد الصوديوم.

**الأدوات المستخدمة:**

١. ٢ كأس زجاجي سعة لتر
٢. ٣ ورق عياري سعة لتر
٣. ماصه مدرجه ٥ مل و ٢ مل
٤. ١٠٠ أنبويه زجاجيه بغطاء قلاووظ

**خطوات إجراء التجهيز:**

١. زن في الكأس الزجاجي على ميزان برقمين عشرين ٣٤ جم من فوسفات البوتاسيوم الهيدروجينية.
٢. أذب الوزنة السابقة في ٥٠٠ مل من الماء المقطر السابق تعقيمه.
٣. اضبط الاس الهيدروجيني للمحلول السابق بحيث يكون  $7.2 \pm 0.5$  بواسطه محلول هيدروكسيد الصوديوم.
٤. قم بوضع المحلول السابق في ورق عياري وأكمل الحجم الى لتر بالماء المعقم.
٥. حضر محلول كلوريد الماغنسيوم بوزن ٨١,١ جم من كلوريد الماغنسيوم وأذب الوزنة السابقة في قليل من الماء المعقم وأنقل المحلول السابق الى ورق عياري ثم اكمل الحجم الى لتر بالماء السابق تعقيمه.
٦. خذ ١,٢٥ مل من محلول الفوسفات المركز باستخدام الماصة ٢ مل وضعه في الدورق العياري وضع عليه ٥ مل من محلول كلوريد الماغنسيوم السابق باستخدام ماصه ٥ مل ثم اكمل الحجم الى لتر بالماء المقطر السابق تعقيمه.
٧. يتم تعبأة المحلول السابق في الأنابيب الزجاجية بحيث تحتوى كل أنبويه على ٩ مل من المحلول السابق وتحكم غلقها بالغطاء القلاووظ .
٨. يتم تعقيم الأنابيب السابقة في الاوتوكلاف لمدة ١٥ دقيقة عند درجه حراره ١٢١ م°

**العد الكلى للبكتريا بطريقة الصب بالأطباق Plate count Bactria**

- العد الكلى للبكتريا لا يمثل كل البكتريا الموجودة بالمياه ولكنه يمثل فقط البكتريا التي تستطيع النمو على الوسط الموجود بالأطباق تحت الظروف المعملية من درجة الحرارة والمدة التي تركت فيها الأطباق داخل الحضانات.
- تستخدم هذه الطريقة لتقييم المحتوى البكتيري للمياه بصفة عامة.
- العد الكلى للبكتريا يتم في درجة حرارة ٢٢ م° لتحديد العد الكلى للبكتريا الموجودة بصورة طبيعية في المياه وليس لها علاقة بالتلوث الآدمي " البراز".

- أما العد الكلى للبكتيريا في درجة حرارة ٣٧ °م يحدد العد الكلى للبكتيريا الناتجة من تلوث المياه بالمواد البرازية الآدمية أو من الحيوانات Warm – blooded.
- العد البكتيري عند درجة حرارة ٢٢ °م ليس له أهمية من الوجهة الصحية ولكنه هام في تقييم كفاءة المياه وخاصة خطوات الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم حيث أن الهدف هو التخلص من جميع البكتيريا إلى أقل عدد ممكن.
- وكذلك يفيد العد الكلى عند درجة ٢٢ °م في تقييم نظافة وسلامة شبكة توزيع المياه وملائمة المياه في تصنيع الأطعمة والمشروبات حيث أن زيادة العد البكتيري في المياه يساعد على فساد الأطعمة والمشروبات.
- أية زيادة في العد البكتيري عند درجة ٣٧ °م بالمقارنة بالنتائج السابقة يعتبر إشارة أو إنذار مبكر لبدء تلوث المياه.
- عند درجة ٢٢ °م لمدة ٤٨ ساعة لا يزيد العد الكلى للبكتيريا عن ٥٠ خلية / اسم<sup>٢</sup>
- عند درجة ٣٧ °م لمدة ٢٤ ساعة لا يزيد العد الكلى للبكتيريا عن ٥٠ خلية / اسم<sup>٢</sup>

### العد الكلى للبكتيريا بطريقة الصب بالأطباق Plate count Bactria

#### خطوات إجراء التجيز:

١. يعقم البنش جيدا بقطنه مبلله بمحلول مطهر مثل الديتول او السافلون.
٢. قم بإسالة الآجار المحضر في حمام مائي بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن ٤٥ - ٤٦ °م.
٣. جهز أطباق بتري بعدد العينات المراد زرعها.
٤. باستخدام ماصة ١ مل معقمة ضع في كل طبق ١ مل من العينات المراد زرعها.
٥. صب ٩ مل من الآجار السائل في الطبق البتري وقم بتحريك الطبق.
٦. يترك الطبق قليلا حتى يبرد الآجار به بحيث لا يزيد الوقت عن ٢٠ دقيقة بين صب العينة وصب الآجار.
٧. اكتب مصدر العينة بالقلم الفلومستر على غطاء الطبق.
٨. حضن الأطباق المزروعة في الحضانة عند درجة حرارة ٣٧ °م لمدة ٢٤ ساعة مع مراعاة أن توضع الأطباق مقلوبة في الحضانة (الغطاء الى اسفل).
٩. يراعى ألا يزيد الفقد في الرطوبة أثناء التحضين عن ١٥% ضع إسفنجة مبللة بالماء في الحضانة إذا لزم الأمر.
١٠. بعد ٢٤ ساعة من التحضين تعد الأطباق على عداد بكتيري



جهاز عد بكتيري

Bacterial counter

## أدلة التلوث في مياه الشرب

## بكتريا المجموعة القولونية Coliform group

- تسبب المياه الحاملة لميكروبات مرضية مشاكل صحية خطيرة، إذ ينتقل عن طريق المياه، الميكروبات التي تسبب عدوى للجهاز المعوي، مثل بكتريا التيفود، والكوليرا، والدوسنتاريا وفيروسات شلل الأطفال، والالتهاب الكبدي الوبائي، وتوجد هذه المسببات المرضية، في بول وبراز المرضى وحاملي العدوى.
- الكشف عن الميكروبات المرضية بالماء، أمر بالغ الصعوبة للأسباب الآتية:
  - هذه الميكروبات قد توجد بأعداد قليلة، مما يجعل من الصعب عزلها في مزارع نقية.
  - الكشف عنها وتمييزها يتطلب عملاً ومجهوداً كبيراً، ووقتاً طويلاً.
  - قد يحدث أثناء الكشف عنها خطر على العاملين.
  - فتلجأ للكشف عن الميكروبات المرضية، بطريقة غير مباشرة.
- من المعروف، أن أمعاء الإنسان، والحيوانات ذات الدم الحار، تحتوي على أعداد كبيرة من البكتريا، أغلبها من النوع غير الضار، ومن هذه البكتريا، بكتريا المجموعة القولونية.
- فوجود بكتريا المجموعة القولونية في ماء الشرب، يؤخذ كدليل على تلوث هذه المياه، بمياه المجاري، إذ تعتبر هذه البكتريا كاشفات للتلوث، ويعني هذا، أن المياه التي يوجد بها كاشفات التلوث، يحتمل أن يوجد بها ميكروبات مرضية معوية، مثل التيفود، والكوليرا، والدوسنتاريا، والفيروسات المعوية، مثل المسببة لشلل الأطفال.
- وتتصف أفراد بكتريا المجموعة القولونية، بأنها، عصوية قصيرة غير متجترمة، متحركة، اختيارية للهواء، تحلل سكر اللاكتوز وتنتج حامضاً وغاز عند درجة حرارة ٣٧ °م خلال ٢٤ ساعة.



## الأسباب التي دعت لاختيار المجموعة القولونية كدليل للكشف عن التلوث:

١. الكشف عنها سهل.
٢. غير ممرضة، ولا تضر القائمين بالعمل.
٣. تعيش بالمياه لمدة أطول من الميكروبات المرضية.
٤. مصدرها برازي، وتوجد دائماً بالمياه الملوثة، مادامت البكتيريا المرضية موجودة بها.

## طريقة الأنابيب المتعددة

### ١. المرحلة الافتراضية Presumptive Phase

استعمل بيئة Lauryl tryptose broth في المرحلة الافتراضية لاختبار الأنابيب المتعددة. إذا كانت البيئة مبردة بعد التحضير والتعقيم، تترك على درجة حرارة الغرفة (٢٠ مئوية) خلال الليل وقبل الاستعمال. يتخلص من الأنابيب التي يظهر بها نمو أو فقاعات أو كلاهما.

رتب الأنابيب في صفوف من ٥ أو ١٠ أنابيب في حامل أنابيب. عدد الصفوف وحجم العينة يعتمد على نوعية وخصائص المياه المختبرة لمياه الشرب استعمل ٥ أجزاء من العينة كل ٢٠ مل، ١٠ كل ١٠ مل، أو زجاجة واحدة ١٠٠ مل، وللمياه الغير مستعملة في الشرب استعمل ٥ أنابيب لكل تخفيف (١٠، ١، ١، ١ مل أو غيرها).

حضن الأنابيب الملقحة أو الزجاجات عند ٣٥ °م. وبعد ٢٤ ساعة اختبر الأنابيب أو الزجاجات لوجود نمو، غاز، تفاعل حامضي (لون أصفر)، إذا لم يكن هناك غاز أو حامض، أعد التحضين، أعد الكشف في نهاية ٤٨ ساعة، سجل النتيجة.



## ٢. المرحلة التأكيذية Confirmed phase

كل الأنابيب الايجابية أو الزجاجات التي أعطت نتيجة ايجابية في المرحلة الافتراضية Presumptive phase (أية كمية من الغاز، عكارة، حامض) خلال ٢٤ ساعة (أو قبل ذلك وينصح بالفحص بعد ١٨ ساعة للإيجابية) من التحضين يتم اجراء الاختبار التأكيذي.

هز برفق الأنابيب الايجابية من المرحلة الافتراضية (حامض وغاز) لتعليق النمو من الكائنات في الأنابيب. باستعمال لوب معقم (قطر فتحتها ٣ - ٣,٥ مم) انقل لوب واحدة أو أكثر من المزرعة من كل انبوبة ايجابية الى انبوبة بريلينت جرين.

حضن انابيب البريلينت جرين عند ٣٥ م°، تكون غاز في انبوبة درهام بعد فترة تحضين (من ٦ ساعة الى ٢٤ ساعة).

## ٣. المرحلة الكاملة أو النهائية Complete phase

يجرى هذا الاختبار كبيانات للتحكم في الجودة على ١٠% على الأقل من الانابيب الايجابية من المرحلة السابقة. يتم حقن انابيب بريلينت جرين لبكتريا القولون الكلية ومرق EC أو بيئة مرق EC with MUG (بكتريا E.coli) (كلاهما يتم التحضين عند ٤٤,٥ م°) والنتيجة الايجابية في الحالات الثلاث تدل على أن الاختبار النهائي إيجابي. وإيجابية أنابيب البريلينت جرين فقط دل على الايجابية لبكتريا القولون الكلية.

## حساب وتسجيل العدد الأكثر احتمالا Computing and Recording of MPN

لحساب كثافة بكتريا القولون يعبر عنها في صورة عدد أكثر احتمالا MPN. قيم العدد الأكثر احتمالا، لسلسلة من نتائج الزرع، تتضح في الجدول التالي.

وتلك الجداول تشتمل على ٩٥% حدود ثقة Confidence limits لكل قيمة مقدرة من قيمة العدد الأكثر احتمالا المقدرة. اذا كان حجم العينة المستعملة من تلك الموجودة في الجداول، سجل النتيجة منسوبة الى عدد النتائج الايجابية والسلبية في السلاسل كعدد أكثر احتمالا / ١٠٠ مل أو سجل النتيجة كوجود أو غياب بكتريا القولون الكلية أو البرازية (P/A).

TABLE 9221.IV. MPN INDEX AND 95% CONFIDENCE LIMITS FOR VARIOUS COMBINATIONS OF POSITIVE RESULTS WHEN FIVE TUBES ARE USED PER DILUTION (10 mL, 1.0 mL, 0.1 mL)

Combination of Positives	MPN Index/ 100 mL	95% Confidence Limits		Combination of Positives	MPN Index/ 100 mL	95% Confidence Limits	
		Lower	Upper			Lower	Upper
0-0-0	<2	—	—	4-2-0	22	9.0	56
0-0-1	2	1.0	10	4-2-1	26	12	65
0-1-0	2	1.0	10	4-3-0	27	12	67
0-2-0	4	1.0	13	4-3-1	33	15	77
				4-4-0	34	16	80
1-0-0	2	1.0	11	5-0-0	23	9.0	86
1-0-1	4	1.0	15	5-0-1	30	10	110
1-1-0	4	1.0	15	5-0-2	40	20	140
1-1-1	6	2.0	18	5-1-0	30	10	120
1-2-0	6	2.0	18	5-1-1	50	20	150
				5-1-2	60	30	180
2-0-0	4	1.0	17	5-2-0	50	20	170
2-0-1	7	2.0	20	5-2-1	70	30	210
2-1-0	7	2.0	21	5-2-2	90	40	250
2-1-1	9	3.0	24	5-3-0	80	30	250
2-2-0	9	3.0	25	5-3-1	110	40	300
2-3-0	12	5.0	29	5-3-2	140	60	360
3-0-0	8	3.0	24	5-3-3	170	80	410
3-0-1	11	4.0	29	5-4-0	130	50	390
3-1-0	11	4.0	29	5-4-1	170	70	480
3-1-1	14	6.0	35	5-4-2	220	100	580
3-2-0	14	6.0	35	5-4-3	280	120	690
3-2-1	17	7.0	40	5-4-4	350	160	820
4-0-0	13	5.0	38	5-5-0	240	100	940
4-0-1	17	7.0	45	5-5-1	300	100	1300
4-1-0	17	7.0	46	5-5-2	500	200	2000
4-1-1	21	9.0	55	5-5-3	900	300	2900
4-1-2	26	12	63	5-5-4	1600	600	5300
				5-5-5	≥1600	—	—

### طريقة غشاء الترشيح (MF): Membrane Filter

تتلخص الطريقة ببساطة في القيام بترشيح حجم معلوم من العينة على غشاء ترشيح قطره ٤٧ ملليمتر وثقوبه ٤٥ ميكرون وسطحه مقسم إلى مربعات وبعد تمام عملية الترشيح والغسيل عدة مرات ينقل الغشاء من قمع الترشيح إلى طبق بتري Petri Dish الذي يحتوي على مخدة من البلاستيك مثل الإسفنج مشبعة بمحلول الوسط الغذائي المخصص لكل نوع من البكتيريا لكي تنمو وتنتج مستعمرات مميزة لنوع البكتيريا.

وللكشف عن البكتيريا القولونية Total Coliform يستعمل محلول الوسط الغذائي M Endo Culture Media ويوضع في حضانة على درجة حرارة ٣٥±٠,٥°م لمدة ٢٤ ساعة ± ساعتان. فإذا ظهرت مستعمرات من الكائنات الحية ذات لون أخضر ذهبي معدني لامع Golden Green Sheen فيدل ذلك على وجود البكتيريا القولونية.



### الأدوات والكيماويات المستخدمة في الترشيح الغشائي

- جهاز التعقيم الأوتوكلاف Autoclave Sterilizer.
- حضانة Incubator يمكن ضبط حرارتها أوتوماتيكيا على درجات حرارة من ٣٥ إلى ٤٤°م.
- ميزان حساس Analytical Balance.
- جهاز قياس الأس الهيدروجيني pH-Meter.
- مضخة تفريغ الهواء Vacuum Pump.
- كؤوس Beakers سعة ٥٠-١٠٠-١٠٠٠-٢٠٠٠ مليلتر.
- مخبار Cylinder سعة ١٠٠ مليلتر.
- ورق مخروطي بغطاء بلاستيك سعة ٢٥٠ مليلتر.
- سخان كهربائي / محرك Stirrer Hot Plate.

### الأدوات والكيماويات المستخدمة

- ماصة من ١ مل إلى ١٠ مل.
- زجاجات عينات.
- زجاجات تخفيف عينة.
- ملقاط من الحديد الغير قابل للصدأ Stainless Steel Forceps.
- دوارق الترشيح بالتفريغ مزودة بخراطوم التوصيل لمضخة التفريغ.
- قمع الترشيح بقاعدة قطرها ٤٧ ملليمتر.
- موقد بالكحول أو الغاز.

- ميكروسكوب للتكبير ١٠-٢٠ مرة.
  - غشاء الترشيح Membrane Filter بقطر ٤٧ ملليمتر وثقوبه ٤٥ ميكرون.
  - أطباق بتري Petri Dishes مزودة بوسادات إسفنجية Pads قطرها ٤٧ ملليمتر.
  - محلول الوسط الغذائي M-Endo Culture Media حقن ٢ ملليلتر.
  - محلول الاستتباط M-FC حقن ٢ ملليلتر
  - حامض روزالك Rosalic Acid.
  - ملح كلوريد الماغنسيوم  $MgCl_2$ .
  - ملح ثيوكبريتات الصوديوم  $Na_2S_2O_3$ .
  - هيدروكسيد الصوديوم NaOH.
  - كحول الإيثانول.
  - ماء مقطر.
- يمكن شراء الأدوات مثل أطباق بتري والوسادات معقمة وجاهزة للعمل بالإضافة إلى محاليل الاستتباط معبأة في حقن ٢ ملليلتر وربما يكون شراءها أرخص في التكاليف عن تحضيرها في المعمل وتعقيمها.

### طريقة تحضير محلول الوسط الغذائي M-Endo Culture Media

- زن ٤,٨ جرام من المسحوق.
- في مخبر مدرج سعه ١٠٠ ملليلتر أضف ٢ ملليلتر كحول الإيثيل المركز ٩٥% وأكمل بالماء المقطر إلى ١٠٠ ملليلتر.
- ضع حوالي ٢٠ ملليلتر من محلول الكحول المخفف في الكأس المخروطي ذو السدادة البلاستيكية وأضف إليها ما تم وزنه من مسحوق م - إندو وابدأ في التحريك والرج.
- أضف الكمية الباقية بالمخبر المدرج من الكحول المخفف وامزج الخليط بشدة.
- ضع الكأس المخروطي ومحتوياته في حمام مائي مع مراعاة ترك الغطاء غير محكم الربط على الكأس وابدأ في رفع درجة الحرارة بدون السماح للمحلول بالغليان.
- استمر في التسخين لمدة تتراوح ما بين ٣-٥ دقيقة بدون السماح للمحلول بالغليان.
- ابدأ في التبريد لدرجة حرارة ٤٥°م وقس درجة الأس الهيدروجيني لتكون ٧,١-٧,٣.
- أضف ٢ ملليلتر من محلول الوسط الغذائي على المخدرات الجاهزة داخل أطباق بتري.
- يمكن الاحتفاظ بالكمية الباقية من محلول الوسط الغذائي في ثلاجة مبردة لدرجة حرارة ٢-١٠°م ولمدة ٩٦ ساعة فقط.
- يستعمل هذا المحلول لاستتباط مستعمرات البكتيريا القولونية البرازية ويمكن تحضيره كما يلي:

- زن ٣,٧ جرام من مسحوق M-FC اللامائي M-FC Dehydrated Media.
- ضع ١٠٠ مليلتر من الماء المقطر في الدورق المخروطي ذو السدادة البلاستيكية وأضف إليها وزنه المسحوق M-FC.
- في دورق آخر قم بإضافة ١٠٠ مليلتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم قوة ٠,٢٠,٠ عياري (١٠٠ مليلتر ماء مقطر + ٠,٨ جرام من مسحوق هيدروكسيد الصوديوم) إلى ١ جرام حامض روزالك Rosalic Acid لتكوين حامض روزالك قوة ١%.
- أضف ١ مليلتر من محلول حامض روزالك ١% إلى محلول M-FC.
- ابدأ بالتسخين لدرجة الغليان مع ترك غطاء الدورق مكشوف.
- ابدأ في تبريد المحلول لدرجة حرارة ٤٥°م واضبط درجة الأس الهيدروجيني ٧,٤.
- أضف ٢ مليلتر من محلول الاستنباط على كل المخدرات الجاهزة على كل الأطباق الجاهزة داخل أطباق بتري.
- يمكن الاحتفاظ بالكمية الباقية من محلول الاستنباط في ثلاجة مبردة ٢-١٠°م ولمدة ٩٦ ساعة فقط.

### الفحص البيولوجي Biological investigation

- عند فحص المياه ميكروسكوبيا يجب أن تكون خالية تماما من البروتوزوا وجميع أطوار الديدان المسببة للأمراض والطحالب الزرقاء المخضر Blue green algae
- يستخدم الميكروسكوب العادي للبحث عن الكائنات الحية الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة سواء كانت نباتية أو حيوانية مثل الطحالب والبروتوزوا الحية.
- الطحالب هي كائنات دقيقة تحتوي على الكلوروفيل (المادة الخضراء) وذات ألوان متعددة والطحالب ذاتية التغذية (تصنع غذاءها بنفسها) وحيدة الخلية أو مستعمرات (ثابتة أو متحركة) وتختلف أنواع الطحالب الموجودة في مياه النيل باختلاف درجات الحرارة.

### أهمية عد الطحالب والتعرف على أنواعها

١. نظرا لما تسببه من رائحة وطعم غير مستساغ في المياه وهذه الروائح تختلف تبعا لكمية ونوع هذه الطحالب.
٢. تحدث متاعب كبيرة في عمليات التشغيل إذ تتسبب في سد مسام رمل المرشحات بسرعة تدعو إلى وقف تشغيل المرشحات في فترات متقاربة لغسلها وإعدادها للتشغيل مره أخرى.
٣. تستهلك كميات اكبر من الكلور.



ولذلك يجب التخلص من اغلب الطحالب في عمليات الترويق لرفع كفاءة عملية الترشيح.


وتصنف الطحالب إلى:

١. دياتومات.
٢. الطحالب الخضراء.
٣. الطحالب الخضراء المزرقه.

## دياتومات Diatoms



## الطحالب الخضراء المزرقه Blue green



## الطحالب الخضراء Green



## تجهيز العينات للفحص الميكروسكوبي Microscopically examination

### الهدف من التجهيز:

تركيز العينة من مياه النيل والمروقات والمرشحات والخزانات والطرود والشبكة تمهيدا لفحصها تحت الميكروسكوب.

### الأدوات والأجهزة المستخدمة:

١. جهاز الطرد المركزي (centrifuge)

٢. أنابيب زجاجية شفافة مدوره من أسفل سعه ١٥ مل



### خطوات إجراء التجهيز:

١. تجلب العينات في زجاجات سعه لتر وتغطى بغطائها ثم ترج جيدا ثم تترك قليلا.
٢. يتم التخلص من الماء الموجود في الزجاجات مع مراعاة ترك حجم قدره حوالى ٢٠ مل في قاع الزجاجات.
٣. أملأ الأنبوبة الزجاجية بـ ١٠ مل من العينة.
٤. ضع الأنابيب الزجاجية في الأماكن المخصصة لها في الجهاز بحيث لا يقل عدد الأنابيب عن عدد الأماكن وإذا كانت عدد العينات أقل يتم وضع أنابيب بها ماء مقطر للمحافظة على اتزان الجهاز أثناء دوران الحلة الداخلية للجهاز.
٥. شغل الجهاز على سرعة  $RCF=1000g$  ولمدة ٢٠ دقيقة
٦. بعد انتهاء وقت التشغيل افتح غطاء الجهاز وتخلص من محتويات الأنبوبة بحيث لا يتبقى بها إلا جزء قليل جدا من العينة في أسفلها (تمثل نقطة واحدة عند وضعها على الشريحة)
٧. ضع الأنابيب الزجاجية في حامل معد للأنابيب بجوار جهاز الميكروسكوب.

## المراجع

## • تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ

## • و مشاركة السادة :-

- د/ سناء أحمد الإله شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
- د/ شعبان محمد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
- د/ حمدي عطيه مشالى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
- د/ سعيد أحمد عباس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
- د/ عبدالحفيظ السحيمي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
- د/ مى صادق شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى